

INSTITUT ZA HUMANU GENETIKU

Tel: 011 36 07 046, 011 36 07 055; Fax: 011 36 07 042

UPUTSTVO ZA UZIMANJE I SLANJE UZORAKA ZA MOLEKULARNO GENETIČKE ANALIZE

Uzorak se može predati u ambulanti Instituta za humanu genetiku, zgrada Histofiziološkog instituta (ulaz levo, DNK laboratorija na prvom spratu), svakog radnog dana od 9-13 h.

Uzorak krvi je potrebno uzeti su na sledeći način:

Periferna krv dobijena punkcijom vene: 5ml krvi na citratu (kao za fibrinogen) ili sa EDTA. Ne sme da bude prisutan koagulum.

Dostava krvi u roku od 24 sata od uzimanja na sobnoj temperaturi.
Može se čuvati u frižideru do 5 dana. Krv ne zamrzavajte!!!

Na uzetim uzorcima mora biti čitko napisano ime i prezime i datum rođenja.

Za nepravilno uzete i transportovane uzorke ne odgovaramo za kvalitet izolovane DNK i uspeh dalje analize.

Molimo Vas da poštujuete uputstva kako bi molekularno genetička analiza bila uspešno izvedena. Hvala na razumevanju!