

## INSTITUT ZA HUMANU GENETIKU

Tel: 011 36 07 046, 011 36 07 055; Fax: 011 36 07 042

### UPUTSTVO ZA UZIMANJE I SLANJE UZORAKA ZA MOLEKULARNO GENETIČKE ANALIZE

Uzorak se može uzeti u ambulanti Instituta za humanu genetiku, zgrada Histofiziološkog instituta (ulaz levo, DNK laboratorija na prvom spratu), svakog radnog dana od 9-13 h (pacijentima starijim od 14 godina).

Takođe, vršimo prijem uzoraka koji pacijenti donesu (kako za odrasle, tako i za svu decu mlađu od 14 godina), a uzeti su na sledeći način:

Periferna krv dobijena punkcijom vene: 5ml krvi na citratu (kao za fibrinogen) ili sa EDTA. Ne sme da bude prisutan koagulum.

Dostava krvi u roku od 24 sata od uzimanja na sobnoj temperaturi.

Može se čuvati u frižideru do 5 dana. Krv ne zamrzavajte!!!

Na uzetim uzorcima mora biti čitko napisano ime i prezime i datum rođenja.

**Za nepravilno uzete i transportovane uzorke ne odgovaramo za kvalitet izolovane DNK i uspeh dalje analize.**

Molimo Vas da poštuju uputstva kako bi molekularno genetička analiza bila uspešno izvedena. Hvala na razumevanju!