

DOKAZIVANJE SLOBODNO ŽIVEĆIH AMEBA – BOJENI PREPARAT
Uputstva za uzimanje i slanje uzoraka

Strugotina rožnjače

Strugotinu rožnjače uzima oftalmolog. Uzorak staviti na predmetno staklo i nakon sušenja ga transportovati u kutiji za predmetna stakla, zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

Bioptat

Bioptat staviti u sterilnu posudu sa poklopcem na navoj u koju je prethodno dodat sterilan fiziološki rastvor (bioptat treba da bude potopljen). Transportovati na sobnoj temperaturi u roku od 2 sata ili na +4 °C u roku od 24 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

Likvor

2ml likvora transportovati u sterilnoj posudi sa poklopcem na navoj, na sobnoj temperaturi u roku od 2 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.