

**DOKAZIVANJE JAJA HELMINATA U UZORKU STOLICE – MIKROSKOPSKI PREGLED**

**DOKAZIVANJE ANTIGENA NA *ENTAMOEBIA HISTOLYTICA***

**DOKAZIVANJE ANTIGENA NA *GIARDIA***

**DOKAZIVANJE *CRYPTOSPORIDIUM SPP.* – BOJENI PREPARAT**

**DOKAZIVANJE ANTIGENA NA *CRYPTOSPORIDIUM***

**DOKAZIVANJE CISTI PROTOZOA U UZORKU STOLICE – MIKROSKOPSKI PREGLED**

**Uputstva za uzimanje i transport uzoraka stolice**

Stolica (feces) se uzorkuje najmanje 3 puta, na drugi dan. Uzorak stolice staviti u sterilnu posudu koja sa unutrašnje strane poklopca ima fiksiranu kašičicu. Uzima se kašičicom sa 3 različita mesta (oko 5 gr, odnosno 5 ml). Ukoliko u stolici ima sluzi i krvi, ciljano uzeti uzorak sa takvih mesta. Uzorak transportovati na sobnoj temperaturi u roku od 2 sata. Ukoliko transport traje duže od 2 sata, uzorak držati u frižideru (+4 °C), maksimalno 24 sata.

U slučaju tečne stolice (dijareja), uzorak transportovati na temperaturi od 37 °C u roku od 30 min.

Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.