

DOKAZIVANJE ANTIGENA NA *PLASMODIUM* SPP.

Uputstva za uzimanje i transport uzoraka

Krv

Punu krv u epruveti sa antikoagulansom (EDTA, citrat, heparin) uzetu venepunkcijom, transportovati na sobnoj temperaturi u roku od 2 sata ili na + 4 °C u roku od 24 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja. Uzimanje uzorka periferne krvi iz prsta ili ušne resice se sprovodi isključivo u laboratoriji za parazitologiju, jer se takav uzorak mora odmah testirati.