

DOKAZIVANJE *PLASMODIUM* SPP. - BOJENI PREPARAT

Uputstva za uzimanje i slanje uzorka

Krv

Uzima se periferna krv iz prsta ili ušne resice, više uzoraka u toku dana, tri dana uzastopno, za preparate krvnog razmaza i guste kapi (po 5 preparata). Nakon sušenja preparata (1 sat), predmetna stakla transportovati u zatvorenoj kutiji za predmetna stakla, zaštićeno od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.