

ELISA ZA DOKAZIVANJE ANTIVIRUSNIH ANTITELA:

KRV:

- ✓ U eprvetu bez antikoagulansa uzeti krv venepunkcijom (venski kateter,....)
- ✓ U eprvetu sipati 4-5ml krvi i eprvetu zatvoriti
- ✓ Čuvati i transportovati u roku od **1-2h** na **sobnoj** temperaturi (**18-25 °C**), ili do **24h** na temperaturi od **2-8°C**. Ukoliko je serum već izdvojen, transport treba obezbediti u roku od **5 dana** na temperaturi od **2-8°C**.
- ✓ Krv se **NE SME** zamrzavati