

Uputstvo_F

Nekoliko dana pre uzorkovanja fecesa, ukoliko je moguće ne uzimati antacide, uljane laksative, antimikrobne lekove i kontrastna sredstva. Fesec se uzorkuje u sterilnu posudu koja sa unutrašnje strane poklopca ima fiksiranu kašičicu. Uzima se 3 kašičice sa 3 različita mesta (oko 5 gr odnosno 5 ml). Ukoliko u fecesu ima sluzi i krvi, ciljano uzeti uzorak sa takvih mesta.

Transport fecesa: na sobnoj temperaturi do 2 sata; ako transport traje duže od 2 sata, uzorak držati u frižideru (maksimalno 24 sata).