

## **Uputstvo\_MH\_UU**

### Bris uretre

Uzorak se uzima minimum 2 sata nakon poslednjeg uriniranja tankim metalnim brisem (2-3 cm u uretru, uz rotiranje brisa).

### Cervikalni bris

Izbegavati uzimanje brisa tokom menstrualnog krvarenja i ovulacije. Uzorak se uzima tankim metalnim brisem (2-3 cm u endocerviks, uz rotiranje brisa, bez kontakta sa vaginalnom sluznicom).

**Transport brisa uretre i cervikalnog brisa:** po mogućnosti u transportnom medijumu, na sobnoj temperaturi ili u frižideru, do 2 sata.