

## **Uputstvo\_ST**

Uzima se jutarnji uzorak sputuma. Pre uzorkovanja isprati usta mlakom vodom, duboko udahnuti i izdahnuti 3 puta, a zatim iskašljati sadržaj u sterilnu posudu sa širokim otvorom i poklopcem na navoj. Potrebno je uzeti bar 1 ml uzorka, najbolje 3-5 ml.

**Transport sputuma:** na sobnoj temperaturi do 2 sata; ako transport traje duže od 2 sata, uzorak držati u frižideru (maksimalno 24 sata).