

Uputstvo_STD 2

Cervikalni bris

Uzorak se uzima 7 dana po završetku menstrualnog ciklusa (ne uzima se neposredno pre i posle ciklusa) tankim metalnim brisem (2-3 cm u endocerviks, uz rotiranje brisa, bez kontakta sa vaginalnom sluznicom). Po uzimanju uzorak se stavlja u epruvetu sa Copan univerzalnim transportnim medijumom (UTM) ili sterilnim fiziološkim rastvorom.

Bris uretre

Uzorak se uzima minimum 2 sata nakon poslednjeg uriniranja tankim metalnim brisem (2-3 cm u uretru, uz rotiranje brisa). Po uzimanju uzorak se stavlja u epruvetu sa Copan univerzalnim transportnim medijumom (UTM) ili sterilnim fiziološkim rastvorom.

Transport cervikalnog i brisa uretre: neophodan je brz transport i zamrzavanje uzorka na -70°C do postupka ekstrakcije DNK.