

Uputstvo_U

Uzorkovanje urina tehnikom srednjeg mlaza

Uzima se uzorak prvog jutarnjeg urina. Nakon toalete toplom vodom i sapunom, odbaciti prvi mlaz urina i bez prekida toka urina u sterilnu posudu sa poklopcem na navoj "uhvatiti" srednji mlaz (≈ 10 ml). Ukoliko nije moguće uzeti prvi jutarnji urin, između dva mokrenja treba da prođe minimum 4 sata.

Uzorkovanje urina kateterizacijom

- 1) Ukoliko osoba već ima plasiran kateter: uzorak urina se uzima neposredno posle zamene katetera, u sterilnu posudu sa poklopcem na navoj (≈ 10 ml).
- 2) Ukoliko osoba nema plasiran kateter: postaviti kateter, odbaciti prvih nekoliko mililitara urina, ostatak urina prebaciti u sterilnu posudu sa poklopcem na navoj (≈ 10 ml), ukloniti kateter.

Uzorkovanje urina suprapubičnom punkcijom mokraćne bešike

Uzorak urina se uzima punkcijom mokraćne bešike kroz prednji trbušni zid (≈ 10 ml) u sterilnu posudu sa poklopcem na navoj.

Transport urina: na sobnoj temperaturi do 2 sata; ukoliko transport traje duže od 2 sata, uzorak držati u frižideru (maksimalno 24 sata).