

# Određivanje interferona-gama (Kvantiferon test)

## uputstvo

### Uput

**Od:** lekara specijaliste /lekara opšte prakse

**Za:** Institut za mikrobiologiju i imunologiju MFUB

**Naziv analize:** Kvantiferon test

\*Lica sa overenom zdravstvenom knjižicom i urednim uputom ili interkliničkim uputom iz Kliničkog Centra Srbije NE PLAĆAJU analize.



U državnoj ili privatnoj laboratoriji izvaditi **najmanje 6 ml** krvi u epruvetu sa **HEPARINOM (zeleni čep)**, jedna velika ili 2 male epruvete) i doneti **istog dana** u laboratoriju za imunologiju



Uzorak krvi, uz uput, možete doneti **od ponedeljka do četvrtka, od 8 do 10h** u laboratoriju za imunologiju, Pasterova br. 2, prvi sprat.

Ukoliko imate nekih nedoumica, možete se javiti na 011/3643-232 ili [imunodijagnostika@gmail.com](mailto:imunodijagnostika@gmail.com)



Rezultat: nakon 7 radnih dana

Preuzimanje – lično ili putem mejla