

## **Uputstvo\_CT**

### Urin

Uzima se prvi mlaz prvog jutarnjeg urina u sterilnu posudu sa poklopcem na navoj.

**Transport urina:** na sobnoj temperaturi ili u frižideru, vreme transporta do 2 sata.

### Cervikalni bris

Uzorak se uzima 7 dana po završetku menstrualnog ciklusa (ne uzima se neposredno pre i posle ciklusa) tankim metalnim brisem (2-3 cm u endocerviks, uz rotiranje brisa, bez kontakta sa vaginalnom sluznicom).

### Bris uretre

Uzorak se uzima minimum 2 sata nakon poslednjeg uriniranja tankim metalnim brisem (2-3 cm u uretru, uz rotiranje brisa).

**Transport cervikalnog i brisa uretre:** po mogućnosti u transportnom medijumu, na sobnoj temperaturi ili u frižideru, do 2 sata.

### Sinovijalna tečnost

Za analizu je potrebno uzorkovati minimum 1 ml sinovijalne tečnosti.

**Transport sinovijalne tečnosti:** u sterilnom špricu.

### Scraping rožnjače

Scraping rožnjače uzorkuje specijalista oftalmologije.

**Transport scraping-a rožnjače:** u fiziološkom rastvoru, u sterilnoj mikrotubi zapremine 2 ml.